



Thermo Scientific CryoPlus™ Lagerungssysteme

Product Images

Beschreibung

CryoPlus™ Lagerungssysteme Erweitern Sie wertvollen Aufbewahrungsplatz im Labor mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ Lagerungssystemen. Kapazität (angloamerikanisch): 19,49 cu. ft. Kapazität (metrisch): 552 l Fläschchenkapazität: 36,400 bis 38,500 Elektrische Anforderungen: 200/230 V, 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz Abmessungen (L x B x H) außen: 127 x 110.5 x 119.4 cm (50 x 43.5 x 47 in.) Gewicht (angloamerikanisch): 820 lbs. Gewicht (metrisch): 371.9 kg Versandgewicht (angloamerikanisch): 1070 lbs. Versandgewicht (metrisch): 485.3 kg Durchmesser (angloamerikanisch): 39.5 Zoll Durchmesser (metrisch): 100.3 cm Innentiefe (angloamerikanisch): 27.5 Zoll Innentiefe (metrisch): 69.9 cm Außenhöhe (angloamerikanisch): 47 Zoll Außenhöhe (metrisch): 119.4 cm Außenlänge (angloamerikanisch): 50 Zoll Außenlänge (metrisch): 127 cm Außenbreite (angloamerikanisch): 43.5 Zoll Außenbreite (metrisch): 110.5 cm Typ: Automatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung Aufnahmevermögen: 38.500 Fläschchen (2 ml) Isolierung: Polyurethan Material: Edelstahl (Kammer) Überwachungsoptionen: Alarmkontakte, Fernbedienung No. of Doors: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LD-1805
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

