



Nalgene® LLDPE-Sicherheitsflaschenträger, 500 ml

Product Images



Beschreibung

Nalgene LLDPE-Sicherheitsflaschenträger, 500 ml Der Thermo Scientific Nalgene 500 ml Sicherheitstragebehälter fasst bis zu sechs 500 ml Standard-Reagenzflaschen jeden Profils. Beschreibung: Sicherheits-Transportbehälter für Flaschen Aufnahmevermögen: Sechs 500 ml-Flaschen Positionen: 6 Stapelbar: Ja Typ: Flaschenträger Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1783
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238765050

