



Nalgene[®] Wannen (Polyethylen hoher Dichte)

Product Images

Beschreibung

Nalgene Wannen (Polyethylen hoher Dichte) Thermo Scientific Nalgene Wannen aus Polyethylen hoher Dichte werden zum Einweichen von Laborartikeln oder als Eisbad verwendet. Kapazität (metrisch): 20L Abmessungen (L x B x H): 54 x 43 x 13 cm (21.375 x 17.125 x 5.125 in.) Beschreibung: Robuste, langlebige Wannen mit konischen Wänden zum Stapeln Typ: Pan Länge (angloamerikanisch): In 21375 . Anzahl pro Packung: 1 Höhe (angloamerikanisch): 5.125 in. Anzahl pro Karton: 6 Form: Rectangular Breite (angloamerikanisch): 17,125 in. Autoklavierbar: Not Autoclavable Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Artikelnummer | CD-1821 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| VGKL Nummer | 238771202 |

