



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja

Material (Membran): Nylon Porengröße: 0,2 µm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch)
Aufnahme: 1000 mL Oberes Volumen (metrisch): 1000 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 90 mm Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0219
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108716420

