



Nalgene® Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Yes

Material (Membran): Cellulosenitrat Porengröße: 0.2 µm; Rasterfarbe: weiß/ohne Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheiten Volumen (metrisch) Aufnahme: 115 ml Oberes Volumen (metrisch): 115 ml Durchmesser (metrisch) Membran: 50 mm Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0093
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	268712120

