



Bohlender[®] BOLA Steilbrust-Flaschen 250 ml

Product Images



Beschreibung

BOLA Steilbrust-Flaschen Starkwandig, glatte Innenfläche, ergonomische Griffhilfen auf dem Flaschenkörper und dem Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 250 Gesamthöhe mm 112 Innen-Ø Hals mm 42 Außen-Ø mm 67 Gewinde M 48 x 2,5

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	ER-0022
Hersteller (Marke)	Bohlender

