



## DURAN® ENGHALS-STANDFLASCHE, 20000ML, UNGESCHLIFFEN

### Product Images

---



# Beschreibung

DURAN® Mikrobiologie-Flasche, ungeschliffener Enghals, bedruckt, 20000 ml Die Kulturflaschen sind aus DURAN® Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen schmalen, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzeesterilisation. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Enghals zur Verwendung mit Gummistopfen Retrace code Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Kulturgefäß

# Zusätzliche Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Artikelnummer      | SD-0267   |
| Hersteller (Marke) | DURAN     |
| VGKL Nummer        | 112116191 |

