



Nalgene® Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem

Product Images

Beschreibung

Nalgene Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 1000 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 34 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,23 in. Höhe (metrisch): 61 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 1000

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0839
Hersteller (Marke)	Nalgene

