



Nalgene[®] Diagnostikflaschen aus PETG

Product Images

Beschreibung

Nalgene Diagnostikflaschen aus PETG Thermo Scientific Nalgene Diagnostikflaschen aus PETG für die sichere Verwendung mit Lebensmitteln und Getränken Kapazität (metrisch): 5 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0.16 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 11 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sterile Sampling, Storage, and Shipment Anzahl pro Karton: 416 Anzahl pro Packung: 52 Gewicht (angloamerikanisch): 9 lb. Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP Class VI Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 20 mm Durchmesser (metrisch): 22 mm Höhe (metrisch): 46 mm Breite (angloamerikanisch): 12,5 in. Unit Size: 5 mL

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3641
Hersteller (Marke)	Nalgene

