




Nalgene[®] Große Enghalsflaschen, PP, braun

Product Images



Beschreibung

Nalgene Große Enghalsflaschen, PP, braun Thermo Scientific Nalgene große braune Enghalsflaschen aus Polypropylen eignen sich am besten zum Aufbewahren lichtempfindlicher Substanzen. Fassungsvermögen: 1 gal., 4 L Kapazität (metrisch): 4L Kapazität (angloamerikanisch): 1 Gallone. Beschreibung: Amber Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25mm Material: PPCO Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Large Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Amber Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: Comply with U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum allowable light transmission Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Polypropylene Closure Höhe (angloamerikanisch): 13.1 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0508
Hersteller (Marke)	Nalgene

