



Nalgene® PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril Die sterile Probennahme, Lagerung und der Versand von Reagenzien sind mit diesen klaren PETG-Flaschen mit auslaufsicheren HDPE-Verschlüssen mit weißer Einlage möglich. Fassungsvermögen: 20 ml (0.67 oz.) Kapazität (metrisch): 20 ml Kapazität (angloamerikanisch): 0.67 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 11 mm Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 20 Typ: Diagnostik-Flasche Halsausführung: 20 – 415 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. Closure Included: Ja Durchmesser (metrisch): 30 mm Höhe (angloamerikanisch): 1,81 in. Höhe (metrisch): 65 mm Öffnung: Eng Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 100

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0312
Hersteller (Marke)	Nalgene

