



Nalgene® Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss Nalgene Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen sind bruchsicher, garantiert auslaufsicher und zertifiziert steril und eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Zertifizierungsparameter: Sterile, Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: 250 ml Nalgene HDPE Flasche WM Sterile Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.31 in. Enthält: Certified containers come with the following features: Certified sterile Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Each container individually barcoded with lot number and unique container number; E Anzahl pro Karton: 60 Verpackung: Fall von 60 Ersatzverschluss: NA Transparenz: lichtdurchlässig Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.4 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 10,1 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 300 ml Zertifizierung/Konformität: Certified Sterile; Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Auslaufsicheres HDPE Höhe (angloamerikanisch): 5,15 in. Höhe (metrisch): 131 mm Unit Size: Case of 60

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-2205
Hersteller (Marke)	Nalgene

