



Nalgene[®] eckige Medienflaschen aus PETG

Product Images

Beschreibung

Nalgene eckige Medienflaschen aus PETG Die Thermo Scientific Nalgene eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch. Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 2.13 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.10 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sampling, Preparation, Containment, Prolonged Storage Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 5 Temperaturbereich (metrisch): gt;40deg;C Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Compliant, Certified Radiation Stabilized (SAL 10sup-6/sup) Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 54 mm Höhe (angloamerikanisch): 4,33 in. Höhe (metrisch): 110 mm Öffnung: Eng Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3636
Hersteller (Marke)	Nalgene

