



## Nalgene<sup>®</sup> eckige Medienflaschen aus PETG

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Nalgene eckige Medienflaschen aus PETG Die Thermo Scientific Nalgene eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch. Kapazität (metrisch): 60 mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 1.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.71 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Sampling, Preparation, Containment, Prolonged Storage Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 6 Temperaturbereich (metrisch): gt;40deg;C Gewicht (angloamerikanisch): 4.6 lb Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Compliant, Certified Radiation Stabilized (SAL 10sup-6/sup) Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Durchmesser (metrisch): 41 mm Höhe (angloamerikanisch): 3,22 in. Höhe (metrisch): 82 mm Öffnung: Eng Breite (angloamerikanisch): 7,6 in. Unit Size: Case of 72

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-3635
Hersteller (Marke)	Nalgene

