



## Nalgene<sup>®</sup> quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen. Dicke und robuste Wände Bruchbeständig Bietet ausgezeichnete Barriereigenschaften für Gas In Schrumpffolientabletts Eingegossene Graduierungen Durchsichtige Flasche für eine einfache Identifizierung des Inhalts Nicht steril Auslaufsichert Garantie: 90 Tage Kapazität (metrisch): 250 ml Verschlussmaterial: HDPE Bezeichnung: 250 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt Durchmesser (angloamerikanisch): 2.4 in. Innendurchmesser des Halses (angloamerikanisch): 1.1 in. Innendurchmesser des Halses (metrisch): 28 mm Höhe (angloamerikanisch): 5.75 in. Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (metrisch): 146 mm Öffnung: Enghals

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-1018
Hersteller (Marke)	Nalgene

