



## Nalgene® quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nalgene Rechteckige Medienflaschen aus PETG eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen, langlebigen Flaschen zeichnen sich durch hervorragende Gasbarriereigenschaften aus. Kapazität (metrisch): 60 ml Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Beschreibung: 60 ml, 24 – 415 Verschluss, auf Tablett verpackt Durchmesser (angloamerikanisch): 1.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.71 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 200 Anzahl pro Packung: 40 Typ: Medienflasche Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 bis 415 mm Verschlussmaterial: HDPE Durchmesser (metrisch): 41 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aufbewahrung von Medien und Seren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 3,2 in. Höhe (metrisch): 82 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 200

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-1016
Hersteller (Marke)	Nalgene

