



Nalgene[®] Autoklavierbare Spritzflaschen, PPCO

Product Images



Beschreibung

Nalgene Autoklavierbare Spritzflaschen, PPCO Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Spritzflaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich für das Dosieren von sterilem Wasser oder Lösungen, wenn das Kreuzkontaminationsrisiko minimiert werden muss. Fassungsvermögen: 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Enthält: Mit Verschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr Material: PPCO Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wash Bottle Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 10.2 in. Öffnung: Narrow Form: Cylindrical Dispensierung durch den Verschluss: Yes Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0600
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228724052

