



Nalgene[®] Autoklavierbare Spritzflaschen, PPCO

Product Images



Beschreibung

Nalgene Autoklavierbare Spritzflaschen, PPCO Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Spritzflaschen aus Polypropylen-Copolymer eignen sich für das Dosieren von sterilem Wasser oder Lösungen, wenn das Kreuzkontaminationsrisiko minimiert werden muss. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Durchscheinend Enthält: Mit Verschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr Material: PPCO Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Spülflasche Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Kappe Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 8,4 in. Öffnung: Eng Form: Zylindrisch Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0599
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228724051

