



## Nalgene® Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer

### Product Images

---



## Beschreibung

Nalgene Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer Thermo Scientific Nalgene Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer können für die Ausgabe steriler Lösungen verwendet werden. Fassungsvermögen: 8 oz., 250mL Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Transparenter Körper; Blauer Verschluss Material: PPCO Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Spenderflaschen Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA – 21 CFR Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ausgusskappe Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 4,8 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 6

## Zusätzliche Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Artikelnummer      | CD-2138   |
| Hersteller (Marke) | Nalgene   |
| VGKL Nummer        | 228724202 |

