



## Thermo Scientific 96-Well Microtiter Microplates

### Product Images

---



### Beschreibung

---

96-Well Microtiter Microplates Verwenden Sie diese 96-Well-Mikrotiterplatten für Mikrovolumen-Anwendungen wie z. B. Speicherung, Probe- oder Reagenzübertragung, serielle Verdünnung, Hämagglutination, Bluttypisierung und Komplementfixierung. Boden: U Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Array: 8 x 12 Verpackung: 50 Kartons, 10 Pkg. Produktlinie: Microtitertrade; Produkttyp: Mikrotiterplatte Volumen (metrisch) Well: 400 µl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 50 St./Packung Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer

FE-0338

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

