



## Nalgene<sup>®</sup> Polycarbonat-Zentrifugenflaschen

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33.81 oz. Beschreibung: Für IEC- Rotoren Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifuge Bottle Nominales Fassungsvermögen: 1000 mL Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Screw Cap Zur Verwendung mit (Geräte): IEC rotors Graduated: No Max. Kraft: 7100 x g Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-0936
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731225

