



Nalgene[®] Polycarbonat-Zentrifugenflaschen

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8.45 oz. Beschreibung: Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Anzahl pro Karton: 36 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifuge Bottle Nominales Fassungsvermögen: 250 ml Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Screw Cap Zur Verwendung mit (Geräte): Fiberlitrade; rotors Graduated: No Max. Kraft: 27.500 x G Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 36

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-0933
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238731221

