



Nalgene® Septumverschlüsse

Product Images

Beschreibung

Nalgene Septumverschlüsse Thermo Scientific Nalgene Septumverschlüsse besitzen ein Septum aus einem dualen Materialmix für bessere Gasbarriere-Eigenschaften; Die PVDC-Version weist eine mehr als 40-fache Verbesserung der CO₂-Durchlässigkeit auf.
Beschreibung: Nalgene Closure for Media Bottles Anzahl pro Karton: 240 Anzahl pro Packung: 240 Verpackung: Bulk Typ: Closure
Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485 quality requirements Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polyethylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene sterile PET- und PETG-Medienflaschen Unit Size: Case of 240

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1125
Hersteller (Marke)	Nalgene

