



## Nalgene<sup>®</sup> Septumverschlüsse

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Nalgene Septumverschlüsse Thermo Scientific Nalgene Septumverschlüsse besitzen ein Septum aus einem dualen Materialmix für bessere Gasbarriere-Eigenschaften; Die PVDC-Version weist eine mehr als 40-fache Verbesserung der CO<sub>2</sub>-Durchlässigkeit auf.  
Beschreibung: Nalgene Closure for Media Bottles Anzahl pro Karton: 200 Anzahl pro Packung: 200 Verpackung: Bulk Typ: Closure  
Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485 quality requirements Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polyethylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene sterile PET- und PETG-Medienflaschen Unit Size: Case of 200

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	CD-1124
Hersteller (Marke)	Nalgene

