



Testo[®] testovent 417 - Trichterset

Product Images



Beschreibung

Das Messen von Luftströmungen und die richtige Berechnung des Volumenstroms an Lüftungsauslässen können eine Herausforderung sein. Die dort entstehenden Turbulenzen und unterschiedlichen Strömungsrichtungen erschweren eine korrekte Messung. Das Trichterset ermöglicht in Kombination mit einem Flügelradanemometer oder Flügelradsonden eine einfache und genaue Strömungsmessung an Lüftungsgittern und Tellerventilen. Das Trichterset testovent 417 wird mit dem optionalen Flügelradanemometer testo 417 bzw. den optionalen Flügelradsonden (Ø 100mm) des testo 435 und testo 480 eingesetzt. Das Trichterset besteht aus zwei Trichtern mit unterschiedlichen Abmessungen.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	TO-0131
Hersteller (Marke)	Testo

