



Nalgene® Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Product Images



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Klares Glasröhrchen, zusammengesetzt mit Stopper und Aluminium-Bördeldichtung Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.5 Zoll Außendurchmesser (metrisch): 12.7 mm Material: Typ 1, Borosilikatglas Volumen (metrisch): 2 ml Höhe (angloamerikanisch): 1.313 Zoll Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Verschlussmaterial: Aluminium Verschlussart: Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen Menge: 100 Kartons Zertifizierung/Konformität: Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 13 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptik-Protokoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3707
---------------	---------

Hersteller (Marke)	Nalgene
--------------------	---------

