



Nalgene[®] Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Product Images



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.75 in. Volumen (metrisch): 100 mL Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Anzahl pro Karton: 50 Volumen (angloamerikanisch): 3.4 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 100 mL Verschlussmaterial: Aluminium Verschlussart: Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen Menge: 50 Kartons Zertifizierung/Konformität: Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptik-Protokoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3703
Hersteller (Marke)	Nalgene

