



Nalgene[®] Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Product Images



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal Außendurchmesser (angloamerikanisch): 0.5 in. Volumen (metrisch): 2 mL Höhe (angloamerikanisch): 1.313 in. Anzahl pro Karton: 100 Volumen (angloamerikanisch): 0.068 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 2 mL Verschlussmaterial: Aluminum Verschlusstyp: Crimp Cap (Assembled) with Stopper Menge: 100 Cases Zertifizierung/Konformität: Certificates of Sterility and Pyrogen Test included Typ: Vial Verschlussgröße: 13 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptic Protocol Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3708
Hersteller (Marke)	Nalgene

