



Nalgene® Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen

Product Images



Beschreibung

Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen Thermo Scientific depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich. Beschreibung: Clear glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal Außendurchmesser (angloamerikanisch): 1.44 in. Volumen (metrisch): 30 ml Höhe (angloamerikanisch): 2.72 in. Anzahl pro Karton: 50 Volumen (angloamerikanisch): 1.014 oz. Gesamtvolumen (metrisch): 30 mL Verschlussmaterial: Aluminium Verschlusstyp: Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen Menge: 50 Kartons Zertifizierung/Konformität: Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei Typ: Fläschchen Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Aseptik-Protokoll Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3709
Hersteller (Marke)	Nalgene

