



Nalgene® PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil

Product Images

Beschreibung

Nalgene PPCO-Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril, Großpackung, weiß Die in vielen Farben lieferbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Niedrigen Verschlüssen für Mikroverpackungsfläschchen ermöglichen eine schnelle Probenbestimmung. Beschreibung: Verschlüsse mit niedrigem Profil für Mikro-Verpackungsfläschchen Farbe: Bernsteinfarbig Material: Polypropylen-Copolymer Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 500 Produktlinie: Nalgenetrade; Verschlussmaterial: Polypropylen-Copolymer Menge: 500/Beutel, 1.000/Karton Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2016 Typ: Verschluss Verschlussgröße: 11 mm Unit Size: Case of 1000

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-1293
Hersteller (Marke)	Nalgene

