



Nalgene® Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen

Product Images



Beschreibung

Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen Gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen Auslaufsicherheit. Diese Schraubverschlüsse mit O-Ringen sind für die sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert. Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Beschreibung: Schraubverschluss mit O-Ring, Braunglas, nicht steril, Kappe ohne Röhrchen Material: 100 % Reines Polypropylen (Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring) Farbe: Bernsteinfarbig Verpackung: 500 pro Packung, 10 Packungen pro Karton, 5000 pro Karton. Einzelverpackung. Ziplock Beutel Reinigungsnachweise: Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin UV-Widerstandsfähigkeit: Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn. 1,22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm Bindungseigenschaft: Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimmihinhibition Max. Drehmoment: Manuelles/Hand-Drehmoment: Standard: 0,125 lbf.in bis 2,5 lbf.in; metrisch: 1,412 bis 28,24 ncm Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter: 1,312 lbf.in bis 2,5 lbf.in; metrisch: 14,83 bis 28,24 ncm Temperaturbereich (metrisch): Kühlagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Max. RZB: 25.000 × g Unit Size: Case of 5000

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3113
Hersteller (Marke)	Nalgene

