



Nalgene® Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen

Product Images



Beschreibung

Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen Gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen Auslaufsicherheit. Diese Schraubverschlüsse mit O-Ringen sind für die sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert. Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Beschreibung: Screw Cap with O-ring, Mix, E-Beam Sterile, cap only no tube Farbe: Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) Verpackung: 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag. Reinigungsnachweise: Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10sup-6/sup Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren Bindungseigenschaft: Low Nucleic Acid and Protein Binding Low Enzyme Inhibition Max. Drehmoment: Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbf.in to 2.5 lbf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbf.in to 2.5 lbf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm Temperaturbereich (metrisch): Kühl Lagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Max. RZB: 25,000 x g Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CD-3128
Hersteller (Marke)	Nalgene

