



## Nalgene® manipulationssichere HDPE-Verschlüsse, steril, Großpackung

### Product Images

---



# Beschreibung

Nalgenemanipulationssichere HDPE-Verschlüsse, steril, Großpackung Die manipulationssicheren Nalgene HDPE-Verschlüsse wurden speziell für die Verwendung mit quadratischen Medienflaschen aus PET/PETG entwickelt. Ausgestattet mit einem manipulationssicheren Sicherheitsring als Originalitätsverschluss, der die spezielle Auslaufsicherheit unserer Flaschen/Verschlussysteme mit der Möglichkeit kombiniert, die Unversehrtheit des Inhalts nachzuweisen. Farbe: Naturfarben

Beschreibung: Manipulationssicherer HDPE-Verschluss Anzahl pro Karton: 240 Anzahl pro Packung: 240 Verpackung: Großpackung Sterilität: SAL-Wert: 10sup-6/sup, durch Gammabestrahlung Typ: Manipulationssicherer Verschluss Zertifizierung/Konformität: Gemäß ISO-Norm 13485:2016 hergestellt Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: HDPE Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene quadratische PET/PETG-Medienflaschen (außer 125 ml-PETG-Medienflaschen) Unit Size: Each

# Zusätzliche Informationen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Artikelnummer      | CD-1114 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

