



## Thermo Scientific Nunc™ Dichtungsbänder

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Nunc Dichtungsbänder Minimieren Sie Verdunstung und schützen Sie Proben mit dem Thermo Scientific Nunc Dichtungsband, das sich ideal für alle Assay-Anwendungen eignet, vor Kontaminationen und Auslaufen. Beschreibung: DICHTBAND POLYESTER-STRL CLR Material: Polyesteracrylat Typ: Folie, Dichtung, oder Applikator Anzahl pro Karton: 800 Anzahl pro Packung: 200 Zur Verwendung mit (Anwendung): Zellkultur, sterile Anwendungen Produktlinie: Nunctrade; Haftmittel: Druckempfindlich Zertifiziert RNase-/DNase-frei: Nein Durchstechbar: Nein Temperaturbereich (metrisch): -70 °C bis +100 °C Plate Compatibility: Alle Zur Verwendung mit: 250050, 4110-11 Inkubationsbedingungen: Allgemein Abziehbar: Ja Unit Size: Case of 800

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	FE-0393
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	2900236366

