



B-SAFETY[®] CombiPlum Spender - Edelstahl

Product Images



Beschreibung

Der CombiPlum ist eine umweltfreundliche und hygienische Spenderlösung aus Edelstahl für 500 ml und 1000 ml PE-Beutel. Der Spender ist sowohl für Seife/Cremes als auch Desinfektionsprodukte ausgelegt. Die optimale Lösung für Branchen mit besonders hohen Hygieneansprüchen, wie z. B. in der Lebensmittelindustrie und im Gesundheitswesen. Produkt-Eigenschaften - Abmessungen (H x B x T): 240 x 100 x 165 mm - hygienische Spenderlösung aufgrund der luftdicht in Beuteln verpackten Produkte, so dass sich keine Bakterien ansammeln können - mit Ellbogenbedienung zur Minimierung des Ansteckungsrisikos - Spender lässt sich leicht montieren, bedienen, reinigen und wiederauffüllen - Spender weist keine Flächen auf, an denen sich unerwünscht Schmutz oder Bakterien ansammeln könnten - aufgrund der Abfallmenge der Produktverpackung eine umweltverträgliche Lösung

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	FG-0122
Hersteller (Marke)	B-SAFETY

