



## Thermo Scientific Cimarec, Heizplatten-Serie

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Cimarec Heizplatten-Serie Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Typ: Heizplatten Zertifizierung/Konformität: cCSAus, CE Dimensions (LxWxH): 41,1 x 28,7 x 10,2cm (16,2 x 11,3 x 4 in.) Steckertyp: EU Steckertyp: UK Steckertyp: AUS Steckertyp: CHN Form: Square Warranty: 3 Jahre Deckplattenmaterial: Keramik Größe: 10.25 X 10.25 in. Temperatur (metrisch): 540 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 4 in. Länge (angloamerikanisch): 16.2 in. Gewicht (angloamerikanisch): 16.0 lbs. Breite (angloamerikanisch): 11.3 in. Gewicht (metrisch): 7.3 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz Zur Verwendung mit (Geräte): r Enthält: 3 Netzkabel Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	LD-4103
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

