



Memmert® Brutschrank IF75m, 74l, 20-80°C

Product Images



Beschreibung

Brutschrank IF75m, Medizinprodukt, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C;

Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 944 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 560 x 330 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max.
Leistungsaufnahme: ca. 1250 W

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	MM-1140
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607213

