



## Krüss® Binokularmikroskop MBL2000-PL-PH

### Product Images

---



## Beschreibung

---

mit 45°-Schrägeblick und zusätzlichem Fototubus. Okulare: 10-fach Planokularpaar Objektive: planachromatisch 4x/0,10 Phasenkontrasteinrichtung mit planachromatischen PH-Objektiven 10x, 40x, 100x. Stabiles Metallgehäuse mit koaxialem Fein- und Grobtrieb mit einstellbarem Endanschlag. Größe Objektisch: 130x140 mm Bewegung Objektisch: 77x50 mm Eingebaute Halogenlampe 6 V / 20 W, Helligkeitsregelung. Doppellinsen-Abbe-Kondensator NA 1,25 mit Irisblende und einschwenkbarem Filterhalter. Filter: blau, grün, gelb Netzteil: 230 V, 50/60 Hz

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	KS-0353
Hersteller (Marke)	Krüss

