



Zeiss[®] Mikroskop Primovert iLED

Product Images

Beschreibung

Zeiss Mikroskop Primovert iLED mit Auflicht-Fluoreszenz 470 nm, Durchlicht-Hellfeld und Phasenkontrast mit Objektiven 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2, Kondensor 0,4 und UV-Schutzplatte , Zeiss-Nr.: 491207-0006-000 (4912070006000)

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	CZ-0475
Hersteller (Marke)	Zeiss

