



KNF® Membran-Vakuumpumpe N840.3FT.40.18

Product Images



Beschreibung

Membran-Vakuumpumpe N 840.3 FT.40.18 - Förderrate 2,04 m³/h / Endvakuum 10 mbar abs. - Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe. - Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet Technische Daten Anwendung Vakuumofen Förderrate (m³/h) bei atm. Druck 2,04 Endvakuum (mbar abs.) 10 Betriebsüberdruck (bar) 1 Schlauchanschlüsse (mm) ID10 Zulässige Medien- und Umgebungstemperatur +5 ... +40 °C Gewicht (kg) 12,9 Abmessungen B x H x T (mm) 189 x 239 x 341 Material Pumpenkopf PTFE Membrane PTFE-beschichtet Ventile FFPM Zubehör (optional): Vakuumchemieschlauch 028187

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KF-0293
Hersteller (Marke)	KNF
VGKL Nummer	566248403

