



Krüss® Automatisches Polarimeter P8000-P

Product Images



Beschreibung

mit interner Peltier-Temperierung. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert
Messbereiche: $\pm 90^\circ$; 259 $^\circ\text{Z}$; 0-99,9 g/ml Auflösung: 0,001 $^\circ$; 0,01 $^\circ\text{Z}$; 0,1 g/ml Genauigkeit: $\pm 0,003^\circ$; 0,01 $^\circ\text{Z}$; 0,005 g/ml Messzeit
 $\pm 90^\circ$: ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9 $^\circ\text{C}$ Temperaturgenauigkeit: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ Kalibrierung: Automatisch
(menügeführt) Display: LCD 5,7" 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232,
USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren PRG-100-
E und PRG-200-E, jedoch ohne temperierbare Röhre. Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	KS-0386
Hersteller (Marke)	Krüss
VGKL Nummer	106118004

