



## Krüss® Automatisches Polarimeter P8100-T

### Product Images

---



### Beschreibung

---

mit Peltier Thermostat. Skalen: Optische Rotation, spezifische Rotation, Int. Zuckerskala Konzentration: benutzerdefiniert  
Messbereiche:  $\pm 90^\circ$ ; 259  $^\circ\text{Z}$ ; 0-99,9 g/ml Auflösung: 0,001  $^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$ ; 0,1 g/ml Genauigkeit:  $\pm 0,002^\circ$ ; 0,01  $^\circ\text{Z}$ ; 0,005 g/ml Messzeit  
 $\pm 90^\circ$ : ca 1 s Wellenlänge: 589 nm Temperaturmessung: 0-99,9  $^\circ\text{C}$  Temperaturgenauigkeit:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  Kalibrierung: Automatisch  
(menügeführt) Display: LCD 5,7" 320x240 Pixel Bedienung: Touchscreen Messwertspeicher: 999 Messungen Schnittstellen: RS-232,  
USB, Ethernet Betriebsspannung: 100-250 V; 50/60 Hz Reinigung: Spül- und Trockenmodul Lieferumfang: Polarimeterröhren 100 und  
200 mm, jedoch ohne temperierbare Röhre. Maße (BxHxT): 64,5x20x36 cm ICUMSA-konform

# Zusätzliche Informationen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Artikelnummer      | KS-0391   |
| Hersteller (Marke) | Krüss     |
| VGKL Nummer        | 106118103 |

