



Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

Product Images

Beschreibung

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuerung wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Fassungsvermögen: 20 x 2 ml (Block), 12 x 1,5 ml (Mikroröhrchen) Beschreibung: Block, 20 x 0,2 ml-Mikroröhrchen und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LD-0153
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

