



## Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

### Product Images

---

### Beschreibung

---

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuerung wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Fassungsvermögen: 24 x 1,5 ml Beschreibung: Block für 24 x 1.5 ml-Mikroröhrchen Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	LD-0151
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

