



Thermo Scientific Thermalmischer mit Blöcken

Product Images

Beschreibung

Thermalmischer mit Blöcken Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuering wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen. Höhe (angloamerikanisch): 8,07 in. Breite (angloamerikanisch): 9,05 in. Dimensions (LxWxH): 130 mm x 230 mm x 205 mm Steckertyp: US, EU, UK Fassungsvermögen: 0,2 ml Länge (angloamerikanisch): 5,11 in. Orbit: 2 mm Geschwindigkeit: 250 bis 1400 U/min Versandgewicht (metrisch): 4 kg Gewährleistung und Service: 2 Jahre Zur Verwendung mit (Anwendung): ulliGenetic analysis/liliDNA and RNA extraction/liliSample preparation/liliBiochemical studies of enzymatic reactions and processes/liliExtraction of metabolites from cellular material/liliIncubation/liliAgitation/liliDigestion/liliSamples/standards for peptide mapping/li/ul Wirkleistung: 60 W Elektrische Anforderungen: 120 – 240 V Beschreibung: Mischer mit Block für 96-Well-Mikrotiterplatten oder Röhrchenstreifen (0.2 ml) Zeitbereich: 1 min bis 96 Stunden (1 min-Schritte) Temperaturbereich (metrisch): 4 °C bis 100 °C Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LD-0160
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

