



## Stakpure<sup>®</sup> Reinwassersystem OmniaLab ED 20

### Product Images

---



## Beschreibung

---

Reinwassersystem OmniaLab ED 20 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven, Spülmaschinen und Reinstwassersystemen durch kontinuierlich selbstregenerierende Elektro-Deionisation, mobil als Tower-Unit oder platzsparend in einem Laborunterschrank, serienmäßig inkl. 100 l Reinwassertank mit Rezirkulation und Druckausgang, OptiFill Dispenser- & Überwachungseinheit und Leckage-Sensor Reinwasser ASTM Typ II: Leitfähigkeit  $\mu\text{S}/\text{cm}$ : 0,1-1 Widerstand  $\text{M}\Omega \times \text{cm}$ : 10-1 Reinwasserleistung l/h: 20 Abmessungen mit Dispenser mm: B 511 x T 575 x H 1520 Abmessungen Untertischeinheit-Tank mm: B 511 x T 575 x H 800

## Zusätzliche Informationen

---

Artikelnummer	PE-0025
Hersteller (Marke)	Stakpure

