



Thermo Scientific Barnstead™ Pacific™ RO

Product Images

Beschreibung

Barnstead™ Pacific™ RO Funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit einem modularen Design.
Bakterienretention: 99% Beschreibung: 0.6 cu . ft. ; 100V 50/60Hz Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz
Speisewasseranschluss: 3/4 in. NPT Frequenz: 50/60 Hz Betriebsdruck: 1,5 bis 6 bar Permeatleistung: 20 l/h Leistungsaufnahme: 0,1
kW Temperaturbereich (metrisch): 2 °C° bis 35 °C° Speisewasserüberwachung: Integriert Flussrate: 20 l/h Typ: Umkehrosmose-
Reinwassersystem Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	LD-1272
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108662020

