



Marienfeld[®] HistoBond + S gelb

Product Images



Beschreibung

Objektträger HistoBond +S gelb, 100/Pack HistoBond+S adhäsive Objektträger mit silanisierten Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, ca. 76x26x1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit gelbem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück in Plastiksachteln verpackt, 2.000 Stück im Umkarton. HistoBond +S Objektträger haben alle Eigenschaften unserer HistoBond + Produktreihe, verfügen jedoch über eine höhere Ladungsdichte, was die Haftung zwischen Objektträger und Gewebeschnitt wesentlich erhöht.

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	MD-0217
Hersteller (Marke)	Marienfeld

