



## Thermo Scientific Finnpiquette™ F2 GLP-Kits

### Product Images

---



# Beschreibung

Finnpipette™ F2 GLP-Kits Mit den hochleistungsfähigen Finnpipette F2 Pipetten, die hohe Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht. Kompatible Spitzen: Flex Pipettenspitzen: 10, 200, 1000 Beschreibung: Kit 2: Finnpipettes F2 0.2 – 2 µl; Mikro, 2 – 20 µl; 20 – 200 µl und 100-1000 µl Farbe: Diverse Volumen (metrisch): 0.2 bis 1000 µl Unit Size: Each

# Zusätzliche Informationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Artikelnummer      | PO-0241           |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

