



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Product Images



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 1000, Nachfüllpackung, steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 1000 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Non-autoclavable Länge (angloamerikanisch): 3.74 in. Länge (metrisch): 9.5 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Reload Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 8 x 96 tips/insert (reload tower) Farbcode: Blau Unit Size: Case of 768

Zusätzliche Informationen

Artikelnummer	PO-0440
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

